

Laser Expert 10D

Laser Expert 10D



APPLICATIONS

Plus de 20 protocoles opératoires plus spécialisés en décontamination du site.

Ablation des tissus, aphte, Epulis, coagulation des alvéoles ou vasodilatation avant chirurgie pré-implantaire,

Décontamination ou Biostimulation gingivale ou osseuse, péri-implantite,

Désensibilisation des collets, coiffage pulpaire, endodontie & aseptie canal radiculaire, traitement poche parodontale, éclaircissement dentaire, etc.

Innovation

Confort

Rentabilité

Sécurité

Puissance

DRIVE – 14 place Jules Ferry
Lyon - France
Tél.: + 33 (0)9 62 30 67 27
www.driveimplants.com
contact@driveimplants.com



TYPE DE LASER

Longueur d'onde en nanomètres

Puissance en Watts

Fréquence en Hertz

Modes opératoires

Système d'exposition

Temps d'exposition

Interface Laser

Diffusion d'énergie

Alimentation électrique

Visée de direction

Dimensions

Poids en Kg

LASER DIODE EXPERT 10D-980

980nm

0,5 – 10 W (Watts)

De 1 à 30 000 Hz

Continu "CW", Pulse

Continu, Repeat (T-on et T-off réglables en μ s)

15 μ s à 9990 μ s

Lampe Diode

Tips usage unique: 200, 400 and 600 μ m de diamètres

220/240 VAC 50/60 Hz

3mW (650 nm diode), adjustable


H= 19 cm, L= 18 cm, P= 17 cm

1,0 kg

Conducteur de Fibre et Embouts opératoires



Pièce à main de Blanchiment



Embout adaptable Biostimulation



Ecran tactile

